

Kit de Fijación de hueso MicroScrew System Professional



Sanhigía
THINK SURGICAL

OFICINAS CENTRALES
C/ Felipe Sanclemente, 6
Planta -1, local 9-10.
50001 Zaragoza

CENTRO LOGÍSTICO
Pol. Ind. Lastra Monegros,
C/ Beta, parcela B6.
50177 Bujaraloz (Zaragoza)



Kit de Fijación de Hueso MicroScrew System Professional

Sanhigía

Los Sistemas Micro Screw System Basic y Professional se utilizan para la fijación y estabilización seguras de injertos óseos corticales. La característica especial de estos sistemas son los tornillos de osteosíntesis, que tienen un diámetro de 1.0 y 1.2 mm. Estos microtornillos están hechos de una aleación especial de acero, que les brinda una estabilidad óptima a pesar de su reducido diámetro.

Microtornillos para aumento óseo.

Los microtornillos gracias a su diámetro reducido y su material resistente, permiten un aumento óseo seguro con mínima invasividad.

Pueden usarse para aumento vertical, horizontal y tridimensional de diferentes magnitudes de defectos óseos.

	REF.	Vástago Tam.	Min./Ext./Long[mm]	Opt./Max rapidez [rpm]	Pzas./kit	
	BMSPR	-	-	-	1	
	MSPB1	204	008	- / 0,8 / -	1.000 / 6.000	1
	MSPB2	204	010	- / 1,0 / -	1.000 / 6.000	1
	MSS10 040	-	-	0,6 / 1,0 / 4,0	-	2
	MSS10 060	-	-	0,6 / 1,0 / 6,0	-	2
	MSS10 080	-	-	0,6 / 1,0 / 8,0	-	3
	MSS10 100	-	-	0,6 / 1,0 / 10,0	-	3
	MSS10 120	-	-	0,6 / 1,0 / 12,0	-	3
	MSS10 140	-	-	0,6 / 1,0 / 14,0	-	2
	MSS12 040	-	-	0,7 / 1,2 / 4,0	-	2
	MSS12 060	-	-	0,7 / 1,2 / 6,0	-	2
	MSS12 080	-	-	0,7 / 1,2 / 8,0	-	3
	MSS12 100	-	-	0,7 / 1,2 / 10,0	-	3
	MSS12 120	-	-	0,7 / 1,2 / 12,0	-	3
	MSS12 140	-	-	0,7 / 1,2 / 14,0	-	2
	MSSDE	-	-	-	-	1
	MSSDW	204	-	-	10 / 15	1
	MSSDG	-	-	-	-	1

Diseñado en colaboración con el Profesor Doctor Fouad Khoury, cirujano oral referencia a nivel internacional en Olsberg, Alemania.



MicroScrew System Professional

- Bone Mangement© Kit
- Tornillos de aleación
- Diámetro 1.0 - 1.2
- Aumento vertical, horizontal o 3D

Referencia

79BMSPR