

LÁSER DE DIODO D - LÁSER BLUE II

1/2

01. **1**
Unidad
Principal



06. **1**
Juego de 3
Puntas MF4-9



11. **1**
Lápiz de cote
/calibración



02. **1**
Juego de
3 Puntas MF2



07. **1**
Punta
DT-20



12. **2**
Fundas para
pieza de
Mano



03. **1**
Juego de
3 Puntas MF3-9



08. **1**
Punta
DT-15



13. **1**
Pedal
de control



04. **1**
Juego de
3 Puntas MF3-4



09. **1**
Punta
para
blanqueamiento



14. **1**
Llave de
seguridad
/control remoto



05. **1**
Juego de 3
Puntas MF4-4



10. **1**
Punta
BT8



15. **1**
Papel de
Activación de
fibra óptica



16. 1
Herramienta
de curvado



20. 1
Manual de
configuración
inicial y
funcionamiento



17. 3
Gafas de
Protección



21. 1
Ficha del uso y
mantenimiento
de las puntas



18. 1
Adaptador de
corriente y
cable de
alimentación



22. 1
Manual de
Instrucciones.



19. 1
Guía rápida con
parámetros de
potencia y
modos de
trabajo



23. 2
Certificado
de
Conformidad.



PUNTAS

02. MF2 (14, 20)

Puntas de fibra óptica de distintos calibres para procedimientos de corte y coagulación de tejidos blandos.

03. MF3-9

Conjunto de puntas quirúrgicas finas, utilizadas en microcirugía y tratamientos periodontales.

04. MF3-4

Puntas de fibra para tratamientos de precisión en zonas interdetales o de difícil acceso.

05. MF4-4

Puntas adaptadas para cirugía de tejidos blandos y gingivoplastias.

06. MF4-9

Puntas de diámetro medio, versátiles para la mayoría de procedimientos quirúrgicos.

07. DT20

Punta de tratamiento para corte profundo o desinfección en procedimientos de alto rendimiento.

08. DT15

Punta de menor diámetro para intervenciones más controladas o delicadas.

09. Punta para blanqueamiento

Punta específica para la activación del gel blanqueador en tratamientos estéticos.

10. BT8

Punta diseñada para aplicaciones de bioestimulación o tratamientos terapéuticos.