

Sanhigía

Aeropulidor PT-E Packing List ^{1/2}

01. **1**
Unidad
Principal



08. **2**
Piezas de mano
Supragingival



14. **1**
Caja de
Esterilización
(Aeropulidor)



02. **1**
Cable de
alimentación



09. **1**
Tanque*
de Polvo
Subgingival

*NUNCA limpiar
los tanques de polvo
con agua, solo con
aire.



15. **1**
Tubo
Trenzado



03. **1**
Pedal
Inalámbrico




10. **1**
Tanque*
de Polvo
Supragingival

*NUNCA limpiar
los tanques de polvo
con agua, solo con
aire.



16. **2**
Agujas



04. **1**
Pedal
con cable



11. **1**
Tanque de
Agua
1.400 ml.



17. **1**
Conector
Macho



05. **1**
Pieza de mano
Subgingival



12. **1**
Polvo de
Profiláxis
65 micras



18. **2**
Llaves
de torque



06. **2**
Pieza de mano
Ultrasonidos



13. **1**
Polvo de
Profiláxis
25 micras



19. **2**
Cajas de
Esterilización
(Perio)



07.
Puntas



P33 x 2



P50L x 2



P50Rx 2



P56 x 2



P59 x 2



P94 x 1



P95x 1



E60 x 2

Sanhigía

Aeropulidor PT-E Packing List 2/2

20. **1**
Conector
Hembra



27. **1**
Unión T
(8-8-6)



33. **1**
Tubo de PU
ø 6



21. **1**
Acoplador
rápido
para aire



28. **1**
Cartucho de
Filtro de
Aire



34. **1**
Cargador
del pedal
Inalámbrico



22. **1**
Cartucho de
Filtro de
Agua



29. **1**
Tubo de PU
ø6 mm.*



35. **1**
Manual de
Instrucciones



23. **2**
Llave
endoscópica



30. **1**
Kit de
Anillas
(juntas
tóricas)



36. **1**
Libro de
Puntas




24. **2**
Luz
LED



3ø x 1ø.....	X2	2øx0.5ø.....	X4*
3.5ø x 1.5ø.	X 2	1.2øx1ø.....	X4
4ø x 1ø.....	X 2	9.5øx1.8ø.....	X8
8øx1.5ø.....	X2	24øx21.2ø.	X4*
51øx1.8ø.....	X2		

37. **1**
Packing
List (listado
del
contenido)



25. **10**
Puntas
desechables
c/10



31. **4**
Juntas*
tóricas de
tanque
21øX1.5ø mm.



38. **1**
Certificado
de Calidad



26. **1**
Llave
para
Boquillas



32. **4**
Juntas*
tóricas de
manguera
2øX0.5ø mm.



*En algunas unidades,
este tubo puede ser de color verde.
Pero es exactamente la misma pieza
y tiene la misma función.