



# EPIS

Equipos de protección  
individual



**Sanhigía**  
THINK SURGICAL



OFICINAS CENTRALES  
C/ Felipe Sanclemente, 6  
Planta -1, local 9-10.  
50001 Zaragoza

CENTRO LOGÍSTICO  
Pol. Ind. Lastra Monegros,  
C/ Beta, parcela B6.  
50177 Bujaraloz (Zaragoza)

IMPROVING SKILLS TOGETHER.  
SANHIGÍA



## Buzo/mono de protección reutilizable.

Buzo / mono de protección individual (EPI)

- Resistente a la penetración del agua.
- Resistente a la penetración microbiana en húmedo.
- Reutilizable (hasta 10 usos\*).
- Tallas disponibles: talla Única.
- Tejido sanitario color verde.

\*Reutilizables hasta 10 veces conservando las propiedades antibacterianas del tejido y la impermeabilidad. Si se utilizan más veces pierden las propiedades antibacterianas, pero se pueden desinfectar con una solución de ácido peracético.



## Bata de protección reutilizable.

Bata de protección individual (EPI)

- Resistente a la penetración del agua.
- Resistente a la penetración microbiana en húmedo.
- Reutilizable (hasta 10 usos\*).
- Tallas disponibles: Talla XS/S y Talla M/L.
- Tejido sanitario color verde.

\*Reutilizables hasta 10 veces conservando las propiedades antibacterianas del tejido y la impermeabilidad. Si se utilizan más veces pierden las propiedades antibacterianas, pero se pueden desinfectar con una solución de ácido peracético.



## Especificaciones técnicas tejido

### MANTENIMIENTO:

#### SÍMBOLOS DE MANTENIMIENTO:



- PES 100%

- LAVAR A 40° C (máximo 10 ciclos).

- PLANCHA 110° (un punto).

Es muy importante para recuperar las propiedades hidrofóbicas del producto, por la cara posterior.

- NO LIMPIAR EN SECO.

**FECHA DE CADUCIDAD:** 2025/04

#### CARACTERÍSTICAS:

- PES 100% Resistente tras 10 ciclos de lavado a 60° con lejía :

1.1. Penetración microbiana en húmedo

1.2. Penetración de líquidos

#### CERTIFICACIONES:

- Estos productos cuentan con la certificación de la norma:

EN 13795 - 1 Paños y sábanas quirúrgicas.