

Sanhigía

Aeropulidor PT-E Packing List 1/2

01. **1**
Unidad Principal



08. **3**
Pieza de mano Subgingival



14. **1**
Caja de Esterilización (Aeropulidor)



02. **2**
Cable de alimentación



09. **1**
Tanque* de Polvo



*NUNCA limpiar los tanques de polvo con agua, solo con aire.

15. **1**
Tubo Trenzado




03. **1**
Pedal Inalámbrico



10. **1**
Tanque de Agua 1.400 ml.



16. **2**
Agujas



04. **1**
Pedal con cable



11. **1**
Polvo de Profilaxis 65 micras



17. **1**
Conector Macho



05. **2**
Pieza de mano Supragingival



12. **1**
Polvo de Profilaxis 25 micras



06. **2**
Llaves de torque



13. **2**
Caja de Esterilización (Perio)



07.
Puntas



P33 x2



P50L x2



P50Rx2



P56 x2



P59 x2



P94 x1



P95 x1



E60 x2

Sanhigía

Aeropulidor PT-E Packing List 2/2

18. **1**
Conector
Hembra



25. **1**
Unión T
(8-8-6)



31. **1**
Tubo de PU
ø 6



19. **1**
Acoplador
rápido
para aire



26. **1**
Cartucho de
Filtro de
Aire



32. **1**
Cargador
del pedal
Inalámbrico



20. **1**
Cartucho de
Filtro de
Agua



27. **1**
Tubo de PU
ø6 mm.*



33. **1**
Manual de
Instrucciones



21. **2**
Llave
endoscópica



28. **2**
Kit de
Anillas
(juntas
tóricas)



34. **1**
Libro de
Puntas



22. **2**
Luz
LED



3ø x 1ø.....	X2	2øx0.5ø.....	X4*
3.5ø x 1.5ø.	X 2	1.2øx1ø.....	X4
4ø x 1ø.....	X 2	9.5øx1.8ø....	X8
8øx1.5ø.....	X2	24øx21.2ø..	X4*
51øx1.8ø.....	X2		

35. **1**
Packing
List (listado
del
contenido)



23. **10**
Puntas
desechables
c/10



29. **4**
Juntas*
tóricas de
tanque
21øX1.5ø mm.



36. **1**
Certificado
de Calidad



24. **1**
Llave
para
Boquillas



30. **4**
Juntas*
tóricas de
manguera
2øX0.5ø mm.



*En algunas unidades, este tubo puede ser de color verde. Pero es exactamente la misma pieza y tiene la misma función.